

# Prevue

## Vízben oldódó, porcelánhéj-bepróbaló paszta rendszer

Használati utasítás

**A Prevue porcelánhéj-bepróbaló paszta rendszer az INSURE™ porcelánhéj-beragasztó rendszerrel együtt használandó.**

A Prevue vízben oldódó bepróbaló paszta rendszer használatával elfelejtheti a találgatást a porcelán és indirekt héj színválasztásánál. A Prevue bepróbaló paszta 7 árnyalata pontosan megfelel az INSURE™ Bonding System színárnyalatainak, és pusztával könnyen eltávolítható a héjakról és a fogról. A héjakat megtöltjük Prevue-vel, majd a fogakra helyezzük, ami komplett vizualizációra ad lehetőséget a páciens számára a héjak színét illetően. Ha a héjak színe módosításra szorul, a héjak könnyedén eltávolíthatók és annak belső matt felülete, valamint a fog vízzel lemosható. A héjakat aztán újra megtöltjük másik Prevue pasztával, vagy pasztakeverékkel, mindaddig, míg elérjük a kívánt színt.

A Prevue-vel nincs többé hibás színértékelés, vagy fárasztó cement lemosogatás. A páciens garantáltan elégedett lesz, mivel a megfelelő színhatást tudjuk elérni egyenként is az összes héj esetében. A Prevue vízben oldódó bepróbaló paszta új dimenziót nyit a porcelánhéjak tökéletes szín-elérése terén!

1. Válassza ki a megfelelő Prevue árnyalatot vagy keveréket a színmeghatározáshoz. (Írja fel, hogy melyik héjhoz milyen arányú színkeveréket használt.)
2. Töltse fel teljesen a héjak belső, matt felületét Prevue-vel.
3. Tisztítsa és szárítsa meg mindazon fogakat, melyekre héj kerül, de NE savazza a zománcot és NE kondicionálja a dentint.
4. Helyezze a héjakat a fogakra és enyhe nyomással tegye pontosan a helyére. A széleken túlcorduló Prevue-t távolítsa el.
5. Ültesse fel a páciens, vagy kérje meg, hogy álljon fel és vizsgálják meg a színhatást különböző fényforrásoknál: nappali fényben, rendelői megvilágításnál, stb.
6. Ha a szín megfelelő, válassza a Prevue-árnyalatnak megfelelő INSURE Bonding resin vagy resinkeverék árnyalatát. Például a Clear Prevue paszta a Clear INSURE bonding resinnek felel meg.
7. Ha a szín nem megfelelő, válasszon másik Prevue pasztát, vagy pasztakeveréket.
8. Távolítsa el a héjakat a fogokról. Erőteljes vízszugárral vagy levegővel tisztítsa meg őket és a fogakat.
9. Ismétlje a 1-6 lépéseket a kívánt szín eléréséig.

