

# Powrgard Junior egyíves sportolói fogvédő



A világvezető technológia

Valódi védelem 5 és 9 év közötti gyermekek számára.

Minimum 2 maradó fogra van szükség a felső állkapocsban.

Minimális formázás szükséges.

Előformázott a könnyebb felhelyezés érdekében.

A Powrgard Junior-t kifejezetten az 5 és 9 év közötti gyermekek számára fejlesztették ki. Mérete és alakja lehetővé teszi - minimális melegítéssel és formázással - a könnyű felhelyezést.

Kérjük, ügyeljen a formázási előírások betartására.

Kérjük, ne melegítse túl a fogvédőt, mert az a készülék alakjának elvesztéséhez vezethet. A fogvédő oldalai magasak és befelé hajlítottak, hogy biztosítsák a maximális szoros illeszkedést, de elvesztheti alakját, ha a fogvédőt túl sokáig melegítjük.

A fogvédőből való lefaragási útmutató

Kis száj esetén, vágjunk le 2 mm-t a készülék tetejéről egy olló segítségével.

## Formázási útmutató

- Öntsünk frissen forralt vizet egy csészébe vagy tálba. Helyezzük a fogvédőt a vízbe maximum 15 másodpercre.
- Vegyük ki a készüléket a vízből egy kanál segítségével, és rázzuk le róla a felesleges vizet.
- Helyezzük a gyermek szájába, miközben a széleket hátul kifelé nyomjuk. Helyezzük a fogvédő középső „v” vonalát egy vonalba az első fogak közepével. Amint a fogvédő teljesen körbeveszi a fogakat, kérjük meg a gyermeket, hogy szívja be a széleket, és nyomja fel a nyelvét erősen a nyelvpozicionáló felé.
- Ezután kérjük meg, hogy gyengéden zárja össze fogait, hogy a fogvédő felüljön a fogakra, miközben folyamatosan befelé szívja azt. Távolítsuk el a fogvédőt 20 másodperc után, és tegyük hideg vízbe.
- Hagyjuk a készüléket teljesen lehűlni, majd helyezzük vissza a szájba 5 perc múlva, hogy leellenőrizzük az illeszkedést. A készülék némileg összemegy 24 órán belül, mely az illeszkedést szorosabbá teszi.
- Ismételjük meg ezt a gyakorlatot, amennyiben az illeszkedés nem megfelelő.
- A fogvédő eleje magasabb a maximális illeszkedés érdekében, de egyes gyermekek esetében ez túl magas lehet. Amennyiben ez a gyermek számára irritáló, vágjunk le 2 mm-t egy olló segítségével erről a részről.

[www.powrgardsports.com](http://www.powrgardsports.com)

Ugyanúgy illeszkedik és véd, mint egy általános fogvédő.

Tisztításkor öblítsük le meleg vízzel. Ne tisztítsuk forró vízzel.

**Fontos:** formázáskor helyezzük forró (95 fokos) vízbe maximum 15 másodpercre.