


Újdonság a Myo-tól

Myoclean pezsgőtabletta



Régóta meglévő és jogos igényt elégít ki a Myofunkcionális trénerek tisztítását megkönnyítő - direkt erre a célra kifejlesztett - pezsgőtabletta.

A tablettát egy pohár vízben kell feloldani és 20 percre behelyezni a tisztítani kívánt tréner. Az sem jelent gondot, ha esetleg egész éjjel a folyadékban ázik. Heti egyszeri alkalommal ajánlott.



Gyengédebb, mint a protézisztisztítók, így kíméletesen fertőtleníti és tisztítja a trénereket (nem teszi tönkre a készüléket), amiket azután a gyermekek nyugodtan és biztonsággal ismét a szájukba vehetnek.

12 vagy 24 darabos kiszereles (három havi vagy féléves adag)